










FARGE OVERSIKT

Colour Code	Colour		FotoTec®	VarioTherm®	Biopor® AB 25 Shore A	Biopor® AB 40 Shore A	Biopor® AB 70 Shore A
0	clear transparent		•	•	•	•	•
1	reddish transparent		•	•	•	•	•
21	blue transparent					•	
95	dark blue transparent		•				
97	red transparent		•				
52	black opaque		•			•	•
22	blue opaque					•	•
42	green opaque					•	•
14	orange opaque					•	•
19	purple opaque					•	•
12	red opaque					•	•
62	white opaque		•			•	•
32	yellow opaque					•	•
26	blue fluorescent					•	
46	green fluorescent					•	
18	orange fluorescent					•	
17	pink fluorescent					•	
16	red fluorescent					•	
36	yellow fluorescent					•	
113	black metallic					•	
106	blue metallic					•	
107	green metallic					•	
111	orange metallic					•	
109	pink metallic					•	
108	red metallic					•	
105	silver metallic					•	
101	turquoise metallic					•	

FotoTec® = harde propper VarioTherm® = Thermotec Biopor® = Myke propper. Tallene 25, 40 og 70 angir mykhetsgraden på proppene.

VÅR KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om propper/ITE: **22 59 90 60 - valg 3** Teknisk/audiologisk support: **22 59 90 80**

Nettbutikk for fagpersonell: **eshop.widex.pro** E-post: **postnorge@widex.com**

Nettside: **www.widex.no**

Nettside for fagpersonell: **no.widex.pro - elektronisk skjema ligger under OM PROPPER**

WIDEX
HIGH DEFINITION HEARING