

Store taster, højkontrastdisplay og valgfrit displaylys

RC4 for at gøre brugerens dag nemmere

- Brugervenligt design
- Tydelig visning af høreapparatets indstillinger
- Store taster
- Oplyst display
- Klappæksel for at beskytte mod tilfældige tastetryk
- Diskret håndtering fra en lomme eller en håndtaske
- Samtidig justering af alle funktioner ved tilpasning på begge ører
- Enkel opsætning af RC4 via en guidet procedure i Compass
- Enkel brugervejledning til RC4 via Compass vejledningsværktøjer
- Komplet brugervejledning, som kan individualiseres og printes ud gennem Compass tilpasningsværktøj
- Intuitiv fjernbetjening, som gør det nemt at betjene høreapparaterne
- RC4-2: Samtidig eller separat lydstyrke- og programjustering med binaurale tilpasninger og Zen+-afslapnings- og toneprogram*

www.widex.pro

www.widex.dk

RC4

Fjernbetjening



Printed by FB / 06-09
9 502 1540 010 #02

WIDEX
high definition hearing

Giver brugeren kontrol med sit høreapparat

Den nye RC4-fjernbetjening fra Widex er det perfekte valg for brugere, der vil have mest muligt ud af deres høreapparat. Med RC4 kan brugeren hurtigt og nemt få adgang til høreapparatfunktioner som volumenkontrol og lytteprogrammer.

RC4-fjernbetjening kan anvendes sammen med hele vores høreapparatsortiment, fra CIC- til bag-øret-modeller, og giver derved øget fleksibilitet.

RC4 er fleksibel, brugervenlig og frem for alt – diskret.

Brugertilfredshed

De nyeste digitale høreapparater fra Widex reagerer automatisk på lyttemiljøet, og lydstyrke og signalbehandling optimeres løbende, uden at brugeren behøver at gribe ind.

Der er praktisk talt ubegrænsede muligheder for at skræddersy disse høreapparater til brugere, der er interesseret i personlige programmer, som de selv kontrollerer.

Ved at give brugeren mulighed for kontrol, giver RC4-fjernbetjeningsløsningen brugeren fuld tilfredshed.

Diskret og intuitiv brugerflade

Brugervenlig funktionalitet er af afgørende betydning i udviklingen af alle Widex produkter.

Med så mange muligheder for at skræddersy individuelle høreapparater efter brugerens behov og præferencer, er det yderst vigtigt, at fjernbetjeningen er enkel at anvende.

Højkontrast-displayet og det valgfri display-lys i RC4 gør det nemt at se, hvilken program- eller lydstyrkeindstilling der er valgt. De store taster på fjernbetjeningen har et intuitivt design og er lette at håndtere – også hvis man ikke er så fingernem.

RC4 anvender radiofrekvenstransmission, således at høreapparatet kan betjenes diskret fra en lomme eller en håndtaske. For at sikre imod forstyrrelser fra andre fjernbetjeningen kan RC4 matches individuelt til brugerens Widex høreapparater.

To modeller: RC4-1 og RC4-2

For at imødekomme de fleste brugeres behov findes RC4 i to modeller. Begge modeller har det unikke, brugervenlige design.

Funktion	RC4-1	RC4-2
Programvalg	Op til 3 programmer	Op til 5 programmer
Lydstyrkeregulering	-12 til +6 dB	-12 til +6 dB
Lydløs	•	•
Justerbar time-out	•	•
Samtidig justering ved binaurale tilpasninger	•	•
Samtidig eller separat justering ved binaurale tilpasninger		•
Hændelseslogfunktion	•	•
Alarmfunktion	•	•
Zen+ afslapnings- og toneprogram		•

RC4-1

RC4-1-modellen har programvalg med op til tre programmer, en startfunktion til hændelsesloggen, en integreret alarmfunktion, en lydløs-funktion og samtidig justering af alle funktioner med binaurale tilpasninger.



Perleghvid

Klassisk grå



Modegrå



RC4-2

RC4-2-modellen giver mulighed for en mere kompleks høreapparatbehandling. Den har programvalg med op til fem programmer og samtidig eller separat lydstyrke- og programjustering ved binaurale tilpasninger.

RC4-2-modellen kan også anvendes til at aktivere afslapnings- og toneprogrammet Zen+*.



*Kun i udvalgte høreapparatmodeller