

WIDEX CLEAR™ 330

STAY IN SYNC WITH LIFE



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING



NATUREN HAR
GIVET OS
TO ØRER
DESIGNET TIL
**AT ARBEJDE
SAMMEN**





EN VERDEN AF **NATURLIG LYD**

De nye CLEAR™330 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom vores to ører.

Alle funktionerne i CLEAR330 høreapparater justeres øjeblikkeligt og automatisk i overensstemmelse med dit lyttemiljø. Du kan derfor altid høre både svage og kraftige lyde tydeligt.

Hvis du befinder dig i omgivelser med støj, f.eks. blandt mange mennesker eller til et middagsselskab, gør CLEAR330 det nemmere for dig at identificere hvem, der taler.

I kombination med en række unikt trådløst tilbehør gør CLEAR330 det nemmere at håndtere nogle af de mere vanskelige lyttesituationer, som f.eks. at se fjernsyn, lytte til musik eller tale i mobiltelefon.

CLEAR330 bringer en verden af naturlige lyde nærmere.

MODELLER OG FARVER

WIDEX CLEAR™330 serien findes i flere modeller – fire bag-øret-modeller og to i-øret-modeller.

Tilpasseren kan hjælpe dig med at vælge den høreapparatmodel, der passer til netop dit høretab.



Alle bag-øret-modeller findes i vores seks standardfarver.

Standardfarver



Varm beige



Midnatssort



Gyldenbrun
teint



Titangrå



Cappuccino-
brun



Vintersølv

Og to af vores bag-øret-modeller findes i yderligere otte fantastiske farver!

Andre farver



Sommerguld



Shocking pink



Kobberbrun



Limegrøn



PerleHvid



Sportsrød



Metalblå



Middelhavs-
turkis



“CLEAR330 er virkelig godt. Jeg oplever verden, som jeg plejer. Der er hverken forvrængning eller andet ubehag.”

(CLEAR330 bruger)

NEM HØRELSE - NATURLIGVIS

En særlig udfordring for høreapparatbrugere er at høre tale i støj. Når man flytter sig fra det ene lyd miljø til det andet i løbet af en travl dag, kommer man konstant i kontakt med forskellige støjniveauer - fra svage lyde til kraftige lyde.


CLEAR330 hjælper dig til **bedre at forstå tale** i disse støjende situationer.

Og CLEAR330 hjælper dig med at **lokalisere lyde forfra og bagfra**.

I synkroni med livet

CLEAR330 høreapparater kommunikerer med hinanden øjeblikkeligt, så hvis du ændrer i lydstyrke eller skifter program i det ene høreapparat, sker der en tilsvarende ændring i det andet høreapparat.

Så adgang til naturlig lyd kan ikke være nemmere.

A woman with dark hair, wearing a dark blue blazer over a light blue button-down shirt, is shown in profile from the chest up. She is holding a black mobile phone to her ear with her right hand, which has a gold ring on the ring finger. She is looking slightly to the right with a neutral expression. The background is a blurred office environment with windows and doors.

“Dette høreapparat
er virkelig behageligt,
og det hylrer ikke.”

(CLEAR330 bruger)

NATURLIG KLAR LYD

Den naturlige lyd, man hører med CLEAR330, er af fantastisk høj kvalitet, og uønskede lyde dæmpes for at sikre en tydelig og behagelig lyd.

For eksempel kan korte og pludselige lyde som klirren med tallerkener eller smækken med døre være ekstremt ubehageligt for høreapparatbrugere. CLEAR330 kan detektere sådanne lyde og dæmpe dem.

Håndtering af feedback eller hyl er heller ikke noget problem for CLEAR330. Høreapparaterne kommunikerer eventuelt feedback-hyl til hinanden og sikrer, at det bliver elimineret i begge høreapparater.

FRIHED TIL AT VÆLGE

Med CLEAR330 har du frihed til at nyde en række avancerede funktioner, der alle er designet til at hjælpe dig med at få det bedste ud af naturlig lyd.

- Et **dedikeret afslapnings-** og toneprogram, som vi kalder IE Zen, afspiller en række vilkårlige, harmoniske toner, som kan hjælpe dig med at slappe af. Programmet kan også **være en hjælp til at håndtere virkningerne af tinnitus.**
- Du kan høre **opkald på både fastnettelefon og mobiltelefon** i realtid i begge høreapparater med TELEFON+ funktionen.*
- Du **ved altid, hvilket program der er aktivt**, eller om batteriet er ved at løbe tør for strøm, for det fortæller CLEAR330 dig ved hjælp af optaget tale eller toner.
- Trinvis ændring af lydstyrke i små eller store trin er ikke noget problem i CLEAR330. En fleksibel **lydstyrkeregulering** kan justeres, så du altid har en behagelig lyd.

*Findes ikke i alle modeller



“Min tinnitus er i baggrunden. Zen hjælper virkelig. Det er en genial opfindelse!”

(CLEAR330 bruger)

DEN **KOMPLETTE LØSNING** PÅ HØREPROBLEMER

Når du kombinerer CLEAR330 med Widex audioudstyr kan du se fjernsyn, lytte til musik eller tale i mobiltelefon – alt sammen fuldstændig trådløst.

Med TV-DEX sendes kvalitetsstereolyd fra dit fjernsyn (eller musikafspiller) direkte til dit høreapparat. Der er ingen forsinkelse eller ekko, og du kan **nyde uafbrudt lyd** i op til ti timer, før batteriet skal genoplades.

Og hvis du vil se dit favorit-tv-program uden unødvendig baggrundsstøj, kan du nemt slå høreapparatets mikrofon midlertidigt fra og kun høre tv-lyden.



RC-DEX

TV-DEX

M-DEX

M-DEX kan **sluttes trådløst til enhver mobiltelefon** så du kan høre telefonsamtalen direkte i CLEAR330 høreapparatet.

Måske er det bedste ved M-DEX en unik funktion, som giver dig mulighed for at slå høreapparaternes mikrofoner midlertidigt fra - så du kan koncentrere dig om telefonsamtalen uden at blive forstyrret af omgivende lyde.

RC-DEX er en brugervenlig fjernbetjening til **nem kontrol af høreapparatfunktioner** som lydstyrkeregulering og programvalg. RC-DEX er så lille, at den kan sidde i en nøglering.

“Telefonopkald er nemmere, fordi jeg ikke skal tage mit høreapparat ud, når jeg taler i mobiltelefon.”

(CLEAR330 bruger)

WIDEX CLEAR™ 330

STAY IN SYNC WITH LIFE

HOS WIDEX VED VI, HVOR KOMPLEKSE HØRETAB KAN VÆRE. HVERT ENKELT TILFÆLDE ER **FORSKELLIGT**, HVER ENKELT LØSNING ER **UNIK**.

VI TILSTRÆBER AT FINDE EN LØSNING TIL HØREAPPARATBRUGERE, DER IKKE ALENE ER DEN RIGTIGE, MEN OGSÅ DEN **MEST NATURLIGE LØSNING**.

WIDEX, WIDEX CLEAR330 og DEX er varemærker registreret af WIDEX A/S

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING



Printed by KLS/2011-05
9 502 2176 010 #01

