

WIDEX SUPER™

THE POWER TO HEAR



WIDEX SUPER

God lyd på rette sted

- lige i øret

WIDEX SUPER™ er et superkraftigt RITE-høreapparat til dig, der har svær eller meget svær hørenedsættelse. Vi har designet høreapparatet til at være kraftfuldt, men behageligt. Med WIDEX SUPER kan du høre klart og naturligt, og uden forvrængning.

Det kan hjælpe dig til at bestemme, hvilken retning, lyden kommer fra* og endog give dig adgang til lyde, som ellers ikke ville have været hørbare.

En virkelig lytteoplevelse

Med WIDEX SUPER får du en oplevelse af lyde, som de er i virkeligheden. At være i stand til at høre tale og deltage i samtaler er selvfølgelig utroligt vigtigt, men for at kunne opnå et komplet lydbillede, har man brug for at høre alt fra omgivende lyde til baggrundsstøj.

Hvad får du?

Et lille, vejrbestandigt og stilfuldt høreapparat, som giver dig komfort og klarhed og samtidig evnen til at høre.

FARVER



(074)
Midnatssort
Koksgrå



(071)
Cappuccinobrun
Brun



(021)
Varm beige
Brun



(081)
Gyldenbrun teint
Brun



(073)
Titangrå
Koksgrå



(072)
Vintersølv
Koksgrå



(572)
Vintersølv
Sort

HVORDAN DET **LYDER**

For mange mennesker med svær eller meget svær hørenedsættelse er det ikke muligt at bestemme lydens retning, eller om nogen nærmer sig forfra eller bagfra.

For første gang nogensinde i et høreapparat af denne type giver SUPER dig mulighed for at identificere, hvor lyden kommer fra. SUPER forstærker lyde i det høreområde, hvor din hørelse er bedst. Så næste gang, du kører bil, vil du bedre kunne høre, hvad der bliver sagt på bagsædet.

Hør mere

Mere lydstyrke giver ikke altid mere hørelse. Derfor har vi med SUPER koncentreret os om hørbarhed – og giver dig adgang til lyde, som du måske aldrig har hørt tidligere. For eksempel indeholder SUPER en funktion, vi kalder Audibility Extender. Det er en teknologi, der er unik for Widex, en teknologi, som rent faktisk flytter højfrekvente lyde som f.eks. fuglesang og barnestemmer ned i det høreområde, hvor du kan høre dem.





“Min datters stemme lyder mere naturlig og ikke så nasal som tidligere.”

HVORDAN DET **SER UD**

Nyt
patentanmeldt
WeatherCover
(med
nanocoating)

Volumenkontrol

Programknap med
lysdiode





The diagram illustrates a hearing aid system. On the left, a black hearing aid is shown with a white receiver-in-the-ear (RITE) component. A dotted line connects the RITE component to a grey callout box labeled 'RITE (receiver-in-the-ear)'. Another dotted line connects the top of the hearing aid to a dark grey callout box labeled 'Telespole'. A third dotted line connects the bottom of the hearing aid to a light blue callout box labeled 'Batteristørrelse 675'. The hearing aid is reflected on the surface below it.

Telespole

RITE
(receiver-
in-the-ear)

Batteristørrelse
675

HVOR DET KAN HJÆLPE



Ude omkring

Hvis du er afhængig af dine høreapparater, er det ikke godt, hvis du skal tage dem af og på hele tiden. SUPER er designet til at være vejrbestandig, hvilket betyder, at du kan bruge dine høreapparater alle dage, uanset sted eller vejr.

Mikrofonerne inde i høreapparatet er også beskyttet mod fugt og vindstøj.

Telefonsamtaler

Med det specielle Telefon+ program kan du nemt høre telefonopkald gennem dine høreapparater. Det, at dine samtaler transmitteres trådløst, giver en langt bedre lyd kvalitet.

I klasseværelset

Der findes også en SUPER model med en FM-modtager, som gør det nemmere for dig at høre på steder som f.eks. i klasseværelser og ved forelæsninger.

Alle dage

Selvom SUPER er lille, har det plads til et batteri med lang levetid – så du kan få mere strøm i op til tre uger uden at skulle tænke på, om din hørelse bliver afbrudt.

SUPER ER PERFEKT I MANGE FORSKELLIGE LYTTESITUATIONER

Lyttesituationer	SUPER440	SUPER220
På tomandshånd	●●●●●	●●●●●
TV	●●●●●	●●●●●
Telefon	●●●●●	●●●●○
Bil	●●●●●	●●●●○
Udendørs	●●●●●	●●●○○
Klasseværelser/ Foredragssale	●●●●●	●●●●●
Teater/koncerter	●●●●●	●●○○○
Møder	●●●●●	●●●○○
Restaurant	●●●●●	●●○○○
Sociale arrangementer	●●●●●	●●○○○



VSD



VS

Alle SUPER
høreapparater er
kompatible med
vores sortiment af
DEX-audioudstyr



Ved at vælge Widex høreapparater vælger du produkter fra en WindMade certificeret virksomhed. WindMade er det første globale forbrugermærke til identifikation af virksomheder, som anvender vindenergi.



Widex og SUPER er varemærker registreret af Widex A/S



Printed by FB/2012-09
9 502 2929 010 #01

Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lyngø

WWW.WIDEX.DK

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING